

Enkel att använda

Var du än befinner dig hjälper BP100 dig att få ut det mesta av din hörsel. Oavsett miljö väljer processorn automatiskt den bästa kombinationen av ljudinställningar. Det innebär att du kan dra fördel av den förbättrade ljudkvaliteten utan att behöva röra ett finger!

8:25 På gatan

Även i bullrig stadstrafik gör brushanteringssystemet i BP100 lyssnandet bekvämt och ser till att viktiga trafikljud uppfattas.

13:40 På möten

BP100 växlar automatiskt mellan rundupptagande och riktat mikrofonläge för att du lättare ska kunna fokusera på den person som för tillfället pratar.

18:15 Hemma

Mjuka ljud – t.ex. ett spädbarns joller – är nu lättare att uppfatta utan att starka ljud tar överhanden.

21:05 Vid umgänge

BP100 lyfter fram talet och skjuter undan bakgrundsbuller så att du tydligt kan uppfatta vad andra säger i sociala sammanhang.



Cochlear™

Manufacturer:

Cochlear Bone Anchored Solutions AB
Konstruktionsvägen 14, SE-435 33 Mölnlycke, Sweden
Tel: +46 31 792 44 00 Fax: +46 31 792 46 95

Regional offices:

Cochlear Americas
13059 E. Peakview Avenue
Centennial, CO 80111
Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

Cochlear AG
European Headquarters, Peter Merian-Weg 4
CH-4052 Basel, Switzerland
Tel: +41 61 205 0404 Fax: +41 61 205 0405

Cochlear Ltd
(ABN 96 002 618 073)
14 Mars Road, Lane Cove
NSW 2066, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

www.cochlear.com

- 1 Flynn, M., Sadeghi, A. & Halvarsson, G. Results of the first clinical evaluation of Cochlear Baha BP100 white paper. Cochlear Bone Anchored Solutions, 2009.
- 2 17,9 %/dB enligt Hällgren M., Larsby B. & Arlinger S. A Swedish version of the Hearing In Noise Test (HINT) for measurement of speech recognition. International Journal of Audiology 2006;45:227-37.
- 3 Snik AF, Mylanus EA, Proops DW, et al. Consensus statements on the BAHA system: where do we stand at present? The Annals of Otolaryngology & Laryngology 2005;115:2-12.

Baha is a registered trademark of Cochlear Bone Anchored Solutions AB. Cochlear and the elliptical logo are trademarks of Cochlear Limited. © 2009 Cochlear Bone Anchored Solutions. All rights reserved. OCT09. Printed in Sweden.

E81619

FÖR PATIENTER

En slipad juvel

The Cochlear™ Baha® BP100

ETT HÖRSELSYSTEM SOM BYGGER PÅ BENLEDNING



Hear now. And always


Cochlear™



Den nya ljudprocessorn Cochlear Baha BP100 – en liten juvel som förbättrar hörseln!

- **Förbättrad ljudkvalitet**
- **Elegant design**
- **Enkel att använda**

Cochlears nya innovation inom ljudprocessorer för benledning bygger på den senaste tekniken och erbjuder avancerad digital signalbehandling. Också i bullriga miljöer kan du med nya BP100 höra mer än med andra befintliga system för benledning.

Förbättrad ljudkvalitet

Upplev mer än 25 procent^{1,2} bättre taluppfattning – även i bullriga miljöer

Att ha en konduktiv hörselnedsättning – eller helt sakna hörsel på ena sidan – är som att drabbas av ett "väghinder" som gör att ljud inte kan förflytta sig från A till B. Den bästa lösningen på de här problemen är att ta hjälp av en Baha-processor, eftersom den använder benledning för att stödja din naturliga förmåga att höra.³

Förbättrad ljudkvalitet

Med Cochlear Baha BP100 slipper du stora öroninsatser och alltför hög förstärkning. I stället får du en avancerad, huvudburen enhet som skickar ljudet direkt till innerörat. Förbättringen av ljudkvaliteten är betydande – för att inte tala om den förbättrade taluppfattningen.

Mer tal – automatiskt

Också i bullriga miljöer kan du med nya BP100 uppfatta 25 procent^{1,2} mer av ett samtal än med andra befintliga system för benledning.

Elegant design

Dagens aktiva människor vill ha snygga och effektiva hörsellösningar. BP100 har fått en robust utformning både på in- och utsidan och uppfyller högsta tänkbara krav.

Maximal trygghet

BP100 har GORE-TEX®-membran över mikrofoningångarna och tätningar av silikon och gummi, vilket skyddar processorn mot fukt och damm.* Du kan med andra ord använda BP100 överallt i din vardag, också i lite tuffare miljöer.



Matt svart



Blank svart ("pianolack")



Brun



Blond



Grå



Vit ("pianolack")

* Baha BP100 ska användas och skötas enligt anvisningarna i patientmanualen. Baha BP100 får inte sänkas ned i vatten. Ta av ljudprocessorn innan du duschar eller badar eller vistas utomhus vid kraftig nederbörd.



I **Euro-uttaget** kan du koppla in tillbehör som MP3-spelare och Bluetooth-enheter.



Tre knappar gör det enkelt att justera volymen och växla mellan program.



Kraftig plast och titan gör höljet tåligt och lätt att rengöra.



Smarta LED-lampor och ljudsignaler visar vilka inställningar som används och varnar när batteriet håller på att ta slut.

BP100 finns i olika **hårtonsfärger** för att ge största möjliga valfrihet.